

Numéro d'identification unique du donneur (QTX) : _____

Nom du coordonnateur-conseiller clinique : _____

Établissement demandeur : _____ Transplant Québec

1-888-366-7338

+ option 1 (don d'organes)

☐ Montréal ☐ Québec

Informations générales			
ABO Rh : _____		Prélèvement sanguin : _____ : _____ AAAA-MM-JJ hh:mm	
Échantillons dilués : ☐ Non ☐ Oui		Centre de prélèvement (des organes) : _____ ☐ Échantillons de la mère naturelle	
Histocompatibilité			
Le laboratoire d'histocompatibilité sera déterminé par le coordonnateur-conseiller clinique de Transplant Québec.			
☐ CUSM – Glen		☐ CHU de Québec – CHUL	
1001, boulevard Décarie Montréal Bloc E – E04.5026		2705, boulevard Laurier Ste-Foy Laboratoire de biochimie et d'hématologie, RC-409	
À expédier au laboratoire du donneur : 17 tubes (144,5 mL) avec ACD (acide, citrate, dextrose) (jaune pâle) + 2 tubes (7 mL) avec EDTA (lavande)			Température ambiante
À expédier à l'autre laboratoire : 6 tubes (51 mL) avec ACD (acide, citrate, dextrose) (jaune pâle)			
Considération pédiatrique ou aide médicale à mourir (AMM) : Vérifier le nombre de tubes à prélever auprès du coordonnateur-conseiller clinique de Transplant Québec.			
Sérologie – Virologie			
☐ CHUM		☐ CHU de Québec – CHUL	
1051, rue Sanguinet Montréal Entrée des laboratoires : 1050, rue Sanguinet Pavillon F – Local F05-1105		2705, boulevard Laurier Ste-Foy Laboratoire de biochimie et d'hématologie, RC-409	
20 mL tube doré, gel (jaune)		Sur glace	
Considération pédiatrique : 10 mL tube doré, gel (jaune)			
Virologie – Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Laboratoire d'Héma-Québec			
4300, rue Garand Saint-Laurent Laboratoire d'analyses réglementaires		☐ TAAN VNO ☐ TAAN VIH-VHC-VHB Utiliser le formulaire d'Héma-Québec : ENR-00397 LAB - Demande d'analyse	
Indications du TAAN VNO : Du 1 ^{er} juin au 30 novembre, effectuer l'analyse du TAAN VNO chez tous les donneurs potentiels. Du 1 ^{er} décembre au 31 mai, effectuer l'analyse lorsque l'histoire du donneur potentiel indique un contact possible avec le virus.			Sur glace
Autre analyse			
Analyse demandée		Laboratoire	
Identification et transport des échantillons sanguins			
- Identifier les échantillons sanguins à l'aide du QTX du donneur potentiel et du groupe sanguin ou de l'étiquette client d'Héma-Québec. - Identifier les échantillons hémodilués ou ceux provenant de la mère naturelle. - Emballer à l'aide de 3 barrières : - tube; - sac de plastique refermable avec matière absorbante; - boîte isothermique scellée avec du ruban adhésif (boîte fournie par le laboratoire) ou boîte de type « B ». - Utiliser un sac thermorégulateur (<i>ice-pack</i>) ou de la glace dans un sac de plastique refermable lorsqu'un transport sur glace est requis. - Joindre une copie du présent formulaire avec l'envoi. - Pour les analyses destinées au laboratoire d'Héma-Québec, joindre <u>également</u> le formulaire ENR-00397 LAB - Demande d'analyse. - Inscrire l'adresse de destination complète sur la boîte.			